


Prüfbericht-Nr.: Test Report No.:	19646847 001 ULR-TC568820200000101F	Auftrags-Nr.: Order No.:	166452565	Seite 1 von 28 Page 1 of 28
Kunden-Referenz-Nr.: Client Reference No.:	2087105	Auftragsdatum: Order date:	22-May-2020	
Auftraggeber: Client:	Kiran Medical Systems A Division of Trivitron Healthcare Pvt. Ltd., D-117, 134, T.T.C Industrial Area, Shirvane, Nerul, Navi Mumbai, Thane, India			
Prüfgegenstand: Test item:	VENTILATOR SYSTEM			
Bezeichnung / Typ-Nr.: Identification / Type No.:	Kiran LifeVent			
Auftrags-Inhalt: Order content:	EMC testing and issue of test report.			
Prüfgrundlage: Test specification:	CISPR 11:2015+A2:2019 / EN 55011:2016+A1:2017 IEC 61000-4-2:2008 / EN 61000-4-2:2009 IEC 61000-4-3:2006+A2:2010 / EN 61000-4-3:2006+A2:2010 IEC 61000-4-5:2014+A1:2017 / EN 61000-4-5:2014+A1:2017 IEC 61000-4-6:2013 / EN 61000-4-6:2014			
Wareneingangsdatum: Date of receipt:	22-May-2020			
Prüfmuster-Nr.: Test sample No.:	A002832200-001			
Prüfzeitraum: Testing period:	22-May-2020 to 25-May-2020			
Ort der Prüfung: Place of testing:	EMI/EMC Laboratory TÜV Rheinland (India) Pvt. Ltd., Bangalore			
Prüflaboratorium: Testing laboratory:	TÜV Rheinland (India) Pvt. Ltd., Plot No.108, West Wing, Electronic City Phase1, Hosur Road, Bangalore-560 100, India.			
Prüfergebnis*: Test result*:	PASS			
überprüft von: Punith T Gowda reviewed by:		genehmigt von: Rajesha Rai K authorized by:		
Datum: 02-Jun-2020 Date:		Datum: 02-Jun-2020 Date:		
Stellung / Position: Senior Engineer		Stellung / Position: Manager		
Sonstiges/ Other Aspects: For test levels and limits the standard IEC 60601-1-2:2014 / EN 60601-1-2:2015 was considered.				
Zustand des Prüfgegenstandes bei Anlieferung: Condition of the test item at delivery:	Prüfmuster vollständig und unbeschädigt Test item complete and undamaged			
* Legende: 1 = sehr gut P(ass) = entspricht o.g. Prüfgrundlage(n)	2 = gut F(ail) = entspricht nicht o.g. Prüfgrundlage(n)	3 = befriedigend F(ail) = entspricht nicht o.g. Prüfgrundlage(n)	4 = ausreichend N/A = nicht anwendbar	5 = mangelhaft N/T = nicht getestet
Legend: 1 = very good P(ass) = passed a.m. test specification(s)	2 = good F(ail) = failed a.m. test specification(s)	3 = satisfactory F(ail) = failed a.m. test specification(s)	4 = sufficient N/A = not applicable	5 = poor N/T = not tested
Dieser Prüfbericht bezieht sich nur auf das o.g. Prüfmuster und darf ohne Genehmigung der Prüfstelle nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Dieser Bericht berechtigt nicht zur Verwendung eines Prüfzeichens. <i>This test report only relates to the a. m. test sample. Without permission of the test center this test report is not permitted to be duplicated in extracts. This test report does not entitle to carry any test mark.</i>				

v04